

Радіохвильовий електрохірургічний апарат Kentamed RF100

Електрохірургічний апарат KENTAMED RF100 здатний виконувати м'яку коагуляцію (глибоку, без карбонізації) і дуже тонке різання, типове для радіочастотних блоків, водночас забезпечуючи режими роботи в якості стандартної електрохірургічної установки.

Підходить для офісних процедур у дерматології, ЛОР, гінекології, ветеринарної хірургії та поліпектомії.

Радіохвильовий електрохірургічний апарат використовують для проведення високочастотних електрохірургічних операцій, а також при малих хірургічних втручаннях.

Апарат має спеціальні функції, що дбайливо впливають на тканини та забезпечують швидше загоювання і відновлення тканин.



KENTAMED RF100 є інтелектуальним пристроєм з мікропроцесорним управлінням. Є надійним та зручним у роботі, з підвищеним рівнем безпеки пацієнта.

Поєднує в собі ефекти радіочастоти, що зберігають тканини, має 6 режимів роботи, кожен з яких можна вибрати одним дотиком. Програмне забезпечення відстежує дії користувача.

Усі монополярні і біполярні аксесуари включені.

Максимальна потужність: 100 Вт

Робоча частота: 4 МГц

Режими різання:

- **Fine Cut** – режим стандартного різання з дбайливим ефектом для тканин: 70 Вт
- **Heavy Cut** – режим потужного різання: 100 Вт

Режими коагуляції:

- **Soft Coag** – режим м'якої і глибокої монополярної коагуляції («біла коагуляція»): 50 Вт
- **Forced Coag** – швидка поверхнева коагуляція: 50 Вт
- **BiCoag** – режим м'якої біполярної коагуляції, на якому також можна проводити спайку малих і середніх судин з відповідними інструментами: 80 Вт
- **Micro BiCoag** – підрежим біполярної коагуляції: до 35 Вт