

Дерматоскоп поляризаційний ILLUCO IDS-1100

Дерматоскоп IDS-1100 призначений для зовнішнього огляду шкіри. Краща оптика IDS-1100, десятикратне збільшення, велике поле огляду, високооптимізоване світлове освітлення, поляризаційне LED джерело світла гарантують вам найкращі результати під час обстежень.



Можливості NPD, PCD і PNCD не еквівалентні, а доповнюють один одного. Тому **гібридний дерматоскоп IDS-1100** з усіма можливостями стане цінним інструментом для діагностики пігментних і непігментованих уражень шкіри.

Завдяки дерматоскопу IDS-1100 проводять більш ефективну і комфортну процедуру обстеження шкіри. Він підвищує точність клінічної діагностики та впевненість у діагнозі.

У компанії Лоран є різноманітні **аксесуари для дерматоскопу**, так як: лінзи для важкодоступних місць (6 мм та 8 мм), універсальний адаптер для смартфона, універсальний адаптер для смартфона і планшета, адаптер для смартфона (на конкретну модель), магнітний адаптер-наклейка, чохол для дерматоскопа, силіконовий чохол зі шнурком.



Застосування:

1. Раннє виявлення меланоми.
2. Діагностика всіх можливих новоутворень та пухлин шкіри, корости, лобкових вошей, бородавок, грибкових інфекцій.
3. Можливість діагностики волосся та шкіри голови.

Гібридний дерматоскоп з поляризованим і неполяризованим освітленням:

- Поляризована легка контактна дермоскопія (PCD)
- Безконтактна дермоскопія з поляризованим світлом (PNCD)
- Неполяризована легка контактна дерматоскопія (NPD)

- **Поляризація:** Перехресна і паралельна
- **Апертура:** 25 мм
- **Збільшення:** ×10
- **Контроль яскравості:** 3 рівня
- **LED:** 32 EA
- **Функціональні кнопки:**

Кнопка зміни режиму поляризації (перехресний / паралельний)

Кнопка контролю яскравості

Кнопка вмикання / вимикання

- **Акумулятор:** Літій-іонний з можливістю підзарядки через USB 1150 мАг / 3,7 Вольт
- **Час підзарядки:** 3 години
- **Час безперервної роботи:** 2 години
- **Розміри / маса:** 138×65×33 мм, 190 г

