

Рентгенографічна система Anke ASR-6850P

Рентгенографічна система Anke ASR-6850P призначена для обстеження різних частин тіла, включаючи голову і шию, грудну клітину, живіт, хребет і кінцівки. Важливо зауважити, що він не призначений для маммографії та стоматології. Система має механізм для різних положень пацієнта, включаючи сидяче, стояче та лежаче положення.



Основні характеристики та компоненти включають плоскопанельний детектор з високою роздільною здатністю, через який цифрова система використовує рентгенівське випромінювання для сканування та зчитування зображень.

Цифрові сигнали обробляються програмним забезпеченням для діагностики зображень DICOM 3.0 для зручності обміну та друку і легко підключаються до систем HIS/RIS/PACS. Крім того, рентген-апарат ASR-6850P має інтегровану робочу станцію, яка забезпечує зручний і простий процес отримання зображень, постобробки, реєстрації, зберігання, друку та передачі, що забезпечує зручний та ефективний процес роботи.

Рентгенова система Anke пропонує різноманітність конфігурацій та зручний дизайн, що дозволяє користувачам змінювати положення столу без додаткового оператора. Це забезпечує більший комфорт пацієнтів під час процедур. Інтелектуальний сенсорний екран дозволяє швидше налаштовувати параметри, що робить робочий процес ефективнішим.

Високовольтна генераторна система

Максимальна вихідна потужність: 50 кВт

Діапазон кВп: 40 кВ ~ 150 кВ, плавно регульований мінімальною одиницею виміру 1 кВ

Відхилення часу завантаження: $\pm (10\% + 1 \text{ мс})$

Діапазон підйому рентгенівської трубки: 1200 мм, плавне регулювання, відхилення не перевищує $\pm 5\%$

Вертикальне переміщення стійки трубки: 1700 мм, плавне регулювання, відхилення не перевищує $\pm 5\%$

Обертання рентгенівської трубки: - $180^\circ \sim 180^\circ$ плавне регулювання і відхилення: не більше $\pm 2^\circ$

Діапазон підйому детектора: 1400 мм, плавне регулювання, відхилення не перевищує $\pm 5\%$

Вертикальне переміщення столу пацієнта: 250 мм, відхилення не перевищує $\pm 5\%$

Горизонтальне переміщення стола пацієнта: 900 мм, відхилення не перевищує $\pm 5\%$