

Кріодеструктор CryoPro



Кріодеструктор CryoPro призначений для проведення кріохірургічних процедур за допомогою рідкого азоту.

Кріохірургічний апарат випускається у двох модифікаціях: CryoPro Maxi об'ємом 500 мл і CryoPro Mini об'ємом 350 мл. Ці дві модифікації мають абсолютно однакову конструкцію і призначення, відрізняються тільки об'ємом внутрішнього резервуара для рідкого азоту. Різниця в обсязі резервуара означає лише те, що балончик меншого обсягу при інтенсивній роботі потрібно буде наповнювати рідким азотом дещо частіше.

З кріодеструктором можна працювати як правою, так і лівою рукою, бо пускова рукоятка легко обертається.

Апарат для видалення рідким азотом застосовують у таких сферах, як: дерматологія, дерматоонкологія, косметологія, гінекологія, отоларингологія, естетична медицина.

Особливості кріодеструкторів CryoPro:

- Температура до -196°C
- Випускний механізм з прецизійним клапаном
- Запобіжний клапан
- Великий вибір наконечників (всього 25)
- Подвійний резервуар з високоякісної нержавіючої сталі
- Захисна кришка резервуара – надійна термоізоляція
- Міцна підставка з поліпропілену
- Час статичного зберігання CryoPro Maxi: 10 години
- Час статичного зберігання CryoPro Mini: 8 годин
- Приблизна кількість процедур на одне заповнення: Maxi - 40, Mini - 20

